



Lilyum



Lilyum

UN FIORE PER SCONFIGGERE IL TUMORE AL SENO!

Una soluzione unica allo stato dell'arte per la diagnosi precoce. La migliore tecnologia disponibile, unita ad un design moderno ed ergonomico per garantire il comfort più elevato.

Innovative soluzioni progettuali rendono più agevole ed efficiente l'impiego, quali:

- Maniglia per l'operatore e per la paziente integrata con il braccio a "C"
- Pannello di comando reversibile sui due lati
- Braccio a "C" bilanciato con ogni Potter Bucky

Il nuovo sistema di compressione "**µPress**", caratterizzato da una velocità di discesa inversamente proporzionale alla forza applicata sul seno, consente di ottenere allo stesso tempo un esame corretto e meno fastidioso per la paziente.



Anche i nuovi compressori stampati con bordi arrotondati e privi di sporgenze, tra l'altro disponibili in molti diversi formati, sono più flessibili e contribuiscono ad accrescere notevolmente il comfort della paziente durante l'esame.



Uno speciale display posizionato frontalmente alla base del **LILYUM** permette di visualizzare i seguenti parametri:

- Angolo di inclinazione del braccio
- Forza di compressione applicata
- Spessore del seno compresso

Il **LILYUM** è inoltre dotato di un nuovo esposimetro intelligente con microprocessore dedicato.

A corredo viene fornito il nuovo software di calibrazione **ULTRA** che consente una semplice ed estremamente rapida installazione del sistema.

pLog	mAs high	i high	OD high	mAs low	i low	OD low
30	77.5	339	1.75	64.9	284	1.4
59	27.5	230	1.63	25.4	211	1.48
103	7.6	158	1.68	6.5	134	1.41

Buttons: Reload last, Change, Discard changes, Reference O.D. 1.6

Status: Waiting for emission...

La linearità della Densità Ottica supera tutti i protocolli di qualità (QA). Particolari caratteristiche dell'esposimetro automatico garantiscono l'utilizzo sia di pellicole radiografiche che di cassette CR.

Funzioni diagnostiche allo stato dell'arte e la registrazione degli eventi tramite data-logger facilitano tutte le operazioni di manutenzione.

Il **LILYUM** è perfettamente configurabile secondo le diverse esigenze con molti accessori opzionali fra i quali un innovativo ingranditore geometrico completo di portacassetta senza griglia e con rapporto d'ingrandimento variabile con continuità.



Via della Pisana, 431 - 00163 Rome - Italy
Phone +39-06-66160206 - Fax +39-06-66160357