

VixWin™ Platinum

VixWin Platinum unisce strumenti all'avanguardia e funzioni di trattamento di immagine estremamente potenti: caratteristiche che consentono di produrre immagini digitali di qualità superiore. Grazie all'implementazione di oltre 70 migliorie, ciascuno studio dentistico potrà disporre di strumenti che garantiscono rapidità operativa e beneficiare delle più innovative tecniche nel settore dell'imaging dentale.

Sperimentate nel Vostro studio la capacità di VixWin Platinum di velocizzare il processo di acquisizione, visualizzazione ed archiviazione di immagini digitali!



Interfaccia operatore intuitiva

- Nuova grafica a icone in un ambiente software più intuitivo e facile da utilizzare
- Interfaccia completamente personalizzabile - funzione di regolazione del colore di sfondo, delle dimensioni delle icone e funzioni incluse nella barra degli strumenti

Qualità d'immagine superiore

- Nuova funzione "Optimizer" per la massima chiarezza e definizione del dettaglio diagnostico nell'immagine
- Nuova funzione "Applica compensazione della colonna" sviluppata appositamente per Orthoralix DDE Pan

Velocizzare il flusso di lavoro

- Auto-avanzamento e auto-rotazione dell'immagine nel caso di acquisizioni in serie
- Rapida e pratica selezione dei modelli per bilancio dentale tra i più comunemente utilizzati
- Utilizzo di tasti predefiniti per velocizzare le funzioni di importazione/esportazione delle immagini

Inoltre...

- Nuove funzioni per garantire un accesso controllato all'utilizzo del software
- Implementazione di oltre 70 migliorie rispetto alla versione precedente VixWin PRO

VIXWIN™
PLATINUM

Imaging Software per applicazione dentale

Il prodotto più avanzato nella potente serie del software per imaging Gendex!

Vantaggi di VixWin™ Platinum

Interfaccia operatore intuitiva

La nuova interfaccia operatore offre una migliore funzionalità operativa e riduce in modo significativo i tempi legati all'apprendimento del funzionamento del programma. Un ulteriore vantaggio per tutti coloro che intendono adottare la radiografia digitale nel proprio studio.

Nuove icone grafiche consentono di attivare le numerose funzioni disponibili.




Qualità d'immagine superiore

VixWin Platinum porta l'imaging ad un livello ancora più elevato. Due nuove funzioni (Optimizer e compensazione della spina dorsale) contribuiscono ad aumentare la definizione delle immagini, potenziando significativamente la capacità diagnostica dell'operatore.




La funzione Optimizer consente di modificare i parametri tecnici contribuendo a massimizzare la definizione del dettaglio diagnostico.



Velocizzare il flusso di lavoro dello studio

I membri dello staff possono impostare la propria sequenza di acquisizione in serie e scegliere facilmente tra gli svariati modelli di bilanci dentali disponibili il più adatto alle proprie esigenze. Durante il processo di acquisizione di immagini in serie, il software stesso e non l'utilizzatore, avanza alla posizione successiva all'interno del modello di bilancio scelto orientando correttamente l'immagine.

Esempio di selezione di modello per bilanci dentali tra i quattro più comunemente utilizzati.



Dati soggetti a modifica senza preavviso © Copyright Gendex Dental Systems - settembre 2007

KaVo ITALIA S.r.l.
Via R. Merello 8A - 16141 Genova
Tel. 010 8332.1
Fax 010 8332.210
www.kavo.com