



UPC-21L

Pacchetto per stampa a colori in A6 (formato grande) per l'utilizzo con UP-21MD, UP-D21MD. Questo prodotto è disponibile in multipli di 6 x 1 unità.

Per le stampanti UP-21MD e UP-D21MD.

Da utilizzare soprattutto in applicazioni di endoscopia e ultrasuoni.

Specifiche tecniche

Contenuto del pacchetto	200 fogli, 4 rullini di nastro di inchiostro
Unità di ordine Formato carta	6 pacchetti 144 x 100 mm

Compatible Products

Stampanti



UP-20

A6 Stampante video a sublimazione di colore



UP-21MD

A6 Stampante video a sublimazione di colore



UP-D23MD

A6 Stampante a sublimazione di colore digitale, USB 2.0